

Cathéters de dialyse pour épuration extra-rénale continue aux soins intensifs.

Insuffisance rénale aiguë

Débit pompe à sang 100-200 ml/min

Prismaflex: dose 40 ml/kg/h à répartir entre $\frac{2}{3}$ liquide réinjection et $\frac{1}{3}$ dialyse

Abord fémoral

Cathéter medCOMP® 11.5F X 24 CM DOUBLE LUMEN CATHETER SET

Abord jugulaire droit

Cathéter GamCath® 11F X 150 mm DOLPHIN DOUBLE LUMEN CATHETER KIT

Abord jugulaire gauche

Cathéter GamCath® 11F X 200 mm DOLPHIN DOUBLE LUMEN CATHETER KIT

Choc septique réfractaire

Débit pompe à sang 250 ml/min au minimum, (pour cela cathéter 13F)

Prismaflex: dose 70 ml/kg/h durant 96h à répartir entre $\frac{2}{3}$ liquide réinjection et $\frac{1}{3}$ dialyse

Abord fémoral


Cathéter GamCath® 13F X 250 mm DOLPHIN DOUBLE LUMEN CATHETER KIT

Abord jugulaire droit

Cathéter GamCath® 13F X 150 mm DOLPHIN DOUBLE LUMEN CATHETER KIT

Abord jugulaire gauche

Cathéter GamCath® 13F X 200 mm DOLPHIN DOUBLE LUMEN CATHETER KIT



Cathéter medCOMP®



Cathéter GamCath®